



Philips
Oczyszczacz powietrza

VitaShield IPS
Inteligentny czujnik



AC4012/10

Zdrowsze powietrze

Oczyszczacz ze specjalnym trybem snu

Lepszy sen dzięki oczyszczaczowi powietrza firmy Philips. Skutecznie filtruje niezwykle drobne cząsteczki, alergeny, bakterie i wirusy* o wielkości powyżej 20 nanometrów. Jednocześnie Czujnik Healthy air protect daje pewność, że powietrze w pomieszczeniu jest zawsze zdrowe.

Zdrowsze powietrze

- Z inteligentnym systemem oczyszczania VitaShield
- Inteligentny czujnik mierzy i kontroluje jakość powietrza w pomieszczeniu.
- Tryb snu z cichym oczyszczaniem i przyciemnionymi wskaźnikami

Zawsze

- Czujnik Healthy air protect

Prostota

- 3-stopniowa prędkość wentylatora umożliwia dostosowanie przepływu powietrza do Twoich upodobań.
- Łatwy do ustawienia zegar — 1/4/8 godz.
- 3-stopniowe wskaźniki świetlne czytelnie przedstawiają jakość powietrza

 **klimasklep**
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl

 **klimasklep**
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl


 **klimasklep**
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl

KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin (koło Szczecina)
tel.: (91) 432-43-42, tel.: (91) 432-43-49
e-mail: kontakt@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl

PHILIPS

Zalety

VitaShield IPS



VitaShield IPS

Inteligentny system oczyszczania VitaShield skutecznie filtruje zanieczyszczenia powietrza (drobne cząsteczki, alergeny, bakterie i wirusy) o wielkości powyżej 20 nanometrów*.

Inteligentny czujnik



Inteligentny czujnik mierzy i kontroluje jakość powietrza w pomieszczeniu

Tryb snu




Oczyszczacz powietrza firmy Philips działa bardzo cicho i ma przyćmione wskaźniki, dzięki czemu Twój sen pozostanie niezakłócony. Oczyszczacz przełącza się na niższy tryb aktywności, prędkość

wentylatora i poziom hałasu są redukowane, a zużycie prądu jest ograniczane do minimum.

3-stopniowa prędkość wentylatora

3-stopniowa prędkość wentylatora umożliwia dostosowanie przepływu powietrza do Twoich upodobań

Łatwy do ustawienia zegar — 1/4/8 godz.




Urządzenie może działać przez wybraną liczbę godzin, po upływie których wyłączy się automatycznie.

3-stopniowe wskaźniki świetlne

3-stopniowe wskaźniki świetlne czytelnie przedstawiają jakość powietrza: niebieski — dobra, fioletowy — wystarczająca, czerwony — zła.

Czujnik Healthy air protect



Czujnik Healthy air protect dostarcza w odpowiednim czasie ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra. Jeśli filtr nie zostanie wymieniony w terminie, urządzenie przestanie działać, ponieważ praca z zapełnionym filtrem nie przynosi żadnych efektów. Dzięki temu masz pewność, że powietrze w pomieszczeniach jest zawsze zdrowe.

Dane techniczne

Wydajność

- CADR (dym papierosowy): 160 m³/h**
- Filtruje cząsteczki PM2,5: > 99%***
- Filtruje bakterie: > 99,9%****

Wymiana

- Filtr AC: AC4123
- Filtr HEPA: AC4124

Interaktywność

- Częstotliwość: 50 Hz
- Moc: 30 W
- Napięcie: 220–240 V
- Długość przewodu: 2,3 m
- Czujniki jakości powietrza
- Poziom hałasu: 34 (tryb snu) – 54 (największa prędkość) dB

Dane techniczne

- Pokrywa przednia: biały
- Materiał korpusu: Tworzywo ABS

Waga i wymiary

- Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.): 343 x 198 x 520 mm
- Wymiary opakowania pojedynczego (szer. x gł. x wys.): 435 x 280 x 615 mm
- Waga produktu: 5,35 kg
- Waga pojedynczego opakowania (z produktem): 7,25 kg

Dane logistyczne

- Kraj pochodzenia: Chiny



Data wydania 2017-11-14

Wersja: 5.3.1

EAN: 08 71010 36783 97

* Jak podała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w raporcie oceny ryzyka mikrobiologicznego z roku 2008, wirusy ptasiej grypy i ludzkiej grypy, bakterie Legionella, wirusy zapalenia wątroby oraz koronawirusy SARS mają wielkość powyżej 20 nanometrów.

** Testy przeprowadzone przez instytut Shanghai Institute of Measurement and Testing Technology (SIMT) w komorze o objętości 30 m³ zgodnie ze standardem GB/T18801-2008. Zanieczyszczenie cząsteczkami: dym papierosowy

*** Testy przeprowadzone przez instytut SIMT w komorze o objętości 30 m³ zgodnie ze standardami GB/T18801-2008 i GB/T18883-2002. Zanieczyszczenie cząsteczkami: możliwe do wdychania cząsteczki o wielkości poniżej 2500 nanometrów, próbki z określonym stężeniem wagowym, stężenie początkowe 5,0; A0,5 mg/m³, czas testowania: 1 godzina

**** Testy przeprowadzone przez instytut Shanghai Institute of Measurement and Testing Technology (SIMT) w komorze o objętości 30 m³ zgodnie ze standardem GB21551.3-2010. Bakteria testowa: (Staphylococcus albsp) 8032